

# Bandas y Fajas



**Ref.: T-420**

## FAJA DE PROTECCIÓN LABORAL

**Características:**

Faja elástica confeccionada en lycra transpirable con cuatro ballenas posteriores, puntos de silicona en el interior para evitar el deslizamiento, bandas elásticas de tensión graduable, sistema de doble cierre y tirantes ajustables e intercambiables.

**Efectos:**

Fuerte sujeción lumbosacra, contención y ajuste.

**Indicaciones:**

- Síntomas lumbares.
- Prevención de lesiones de espalda.

**Color:**

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
S/1	73-85
M/2	85-97
L/3	97-110
XL/4	110-125

ABDOMEN

ALTURA DELANTERA

13 cm

ALTURA TRASERA

24 cm