

## SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SEAT 2 GO TALLA 1

### Código

600382

### Características

EL ASIENTO SEAT 2 GO LE PERMITE COLOCAR CORRECTAMENTE A UN NIÑO EN MUCHOS SOPORTES, COMO EL SUELO, UNA SILLA DE PASEO, UNA SILLA O UN SOFÁ.

PUED ELEGIR ENTRE 2 PRODUCTOS: UN RESPALDO O UN ASIENTO COMPLETO.

EL RESPALDO DE BACK 2 GO SE PUEDE FIJAR A TODAS SUS SILLAS O SILLONES. ESTÁ EQUIPADO CON UN CÓMODO RESPALDO ANATÓMICO Y UN ARNÉS DE CREMALLERA BLANDA MUY SEGURO.

TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADO CON 2 APOYOS LATERALES DESMONTABLES, AJUSTABLES EN DISTANCIA Y ALTURA.

EL ASIENTO ESTÁ EQUIPADO CON UN RESPALDO DEL MISMO TIPO (SIN APOYOS LATERALES) FIJADO SOBRE UN ASIENTO MOLDEADO MUY CÓMODO. EQUIPADO CON UNA CINCHA ADICIONAL.

DOS OPCIONES POSIBLES:

1 - UN REPOSACABEZAS REGULABLE EN ALTURA Y ADAPTABLE AL RESPALDO Y EL ASIENTO.

2 - UNA CUÑA DE ABDUCCIÓN QUE SÓLO SE PUEDE ADAPTAR AL ASIENTO. CARACTERÍSTICAS DEL RESPALDO: ANCHO 35 X ALTO 40 CM.

DISTANCIA ENTER LOS APOYOS LATERALES 12,5/20 CM.

ALTURA DE LOS APOYOS EN RELACIÓN AL ASIENTO 10/17,5 CM.

PESO SÓLO 1,35 KG.

TAMAÑO DE ASIENTO TALLA 1: ANCHO 20 X PROFUNDIDAD 23 X ALTURA 20. CM. PESO 2 KG. PESO MÁXIMO USUARIO: 22 KG. TAMAÑO DEL

ASIENTO TALLA 2: ANCHO 30 X PROFUNDIDAD 30 X ALTURA 36 CM. PESO 3 KG. PESO MÁXIMO USUARIO: 34 KG.

### Tallas

T.1, T.2

### Artículos

821010 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SEAT 2 GO TALLA 1 T.1

5056125919425

821022 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SEAT 2 GO TALLA 1 T.2

5056125919432

### Galería de imágenes

