



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia


Asideras con ventosas 'Roth'

AD562..

<https://www.ayudasdinamicas.com/asidera-con-ventosa-roth/>



Vídeo disponible en
[ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



Descripción

Asideras con ventosas de la máxima fiabilidad, fabricadas en Alemania por la firma ROTH. De concepción robusta y resistente. Sin necesidad de hacer agujeros estas asideras se fijan rápida y fácilmente a paredes y cristales de las mamparas de ducha. Simplemente presionando las dos ventosas de 120 mm de diámetro sobre una superficie plana y no porosa. Es igual de fácil retirarlas.



Indicador de seguridad





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

El botón de seguridad comprueba constantemente el vacío de las ventosas. Si el botón está totalmente introducido en la ventosa indica que la fuerza adhesiva es óptima y la asidera está lista para utilizarse. Si el botón está fuera, mostrando su color rojo de advertencia, debemos instalar la asidera de nuevo.

PRODUCTO
INOXIDABLE



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD562A	AD562B	AD562C
LONGITUD	21cm	35cm	65cm
LONGITUD TOTAL	43cm	57cm	87cm

